



Bedienungsanleitung Handschuh

Passenden Handschuh mit der weißen Fläche zur Handfläche und dem schwarzen Gummi zum Handrücken anziehen.



Die nach unten hängenden Laschen aufnehmen und nach oben führen



Die Lasche mit den Ösen durch die Metallschleufe durchführen



danach wird die Schlaufe mit den Ösen entgegen gezogen bis die Verengung des Handschuhs stimmt.
NICHT ZU ENG STELLEN!



Die Ösenschleufe auf den, vorher in die Tasche gesetzten Stift, aufsetzen und mit Knopfoberteil verschließen